




## DIGITALA MEDICINSKÅP - med batterifria lås

Med Swedlock loggar ni enkelt alla öppningar - och försök till öppningar - av verksamhetens samtliga medicinskåp. Utöver kompletta, digitala medicinskåp levererar Swedlock även utbytescylindrar till befintliga skåp. Det ger er möjligheten att kostnadseffektivt och enkelt uppgradera medicinskåp och göra dem digitala för bättre kontroll av läkemedelsuttag.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp. Inför ett arbetspass placeras nyckeln i en smart synkstation där den laddas med relevanta behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Nyckeln används sedan i medicinskåpen som en helt vanlig nyckel. De digitala nycklarna avaktiveras automatiskt när arbetspasset är slut eller då nyckeln avaktiveras manuellt. Loggarna från samtliga öppningar och försök till öppningar förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet. Där kan administratören enkelt se alla händelser. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga.



I det administrativa webbgränssnittet styrs behörigheterna till de olika låsen. Användarna kan tilldelas roller på både individ- och gruppnivå.



Medicinskåpet Large har bärhandtag, tassar, praktiska flyttbara hyllor, plats för pärm och nedfällbar lucka som kan användas som stöd vid journalföring. Det är möjligt att placera medicinskåpet Small inuti det större medicinskåpet och på så sätt få ett medicinskåp med flera nivåer av behörighet.

## SWEDLOCK SYNKSTATION

Smarta synkstationer kommunicerar via nätverk och kan ha GSM-modul som backup. Med möjlighet att aktivera nycklar från offline-läge ges säker åtkomst till medicinskåp även vid ström- och nätavbrott.



## LÅSPRODUKTER FÖR DIGITAL NYCKELHANTERING



### MEDICINSKÅP MED DIGITAL LÅSCYLINDER

| Storlek | Mått (B X D x H)   |
|---------|--------------------|
| Small   | 220 x 230 x 150 mm |
| Medium  | 380 x 260 x 150 mm |
| Large   | 382 x 290 x 420 mm |



#### DIGITALA UTBYTESCYLINDRAR TILL MEDICINSKÅP

Det är enkelt att uppgradera befintliga medicinskåp till att ingå i Swedlocks digitala låssystem genom utbyte av den befintliga mekaniska cylindern till en motsvarande digital cylinder.



#### DIGITAL UTBYTESCYLINDER FÖR LÄKEMEDELSRUM

Byt enkelt ut cylindrarna till läkemedelsskåp, läkemedelsvagnar, utrymmen för förvaring av kemikalier, städutrymmen, receptionsdörrar, tvättstugor och övriga utrymmen till att ingå i Swedlocks digitala låssystem.



#### DUO-LÅS MED MEKANISK OCH DIGITAL CYLINDER

Med Swedlocks Duo-lås monterat kan läkemedelsrummet låsas upp med både den digitala nyckeln och den befintliga mekaniska nyckeln.



#### HÄNGLÅS TILL KYLSKÅP

Glöm inte mediciner som förvaras kylt. Swedlock erbjuder digitala hänglås och ni byter enkelt ut befintliga mekaniska hänglås till digitala.