




DIGITALE MEDISINSKAP - med batterifrie låser

Med Swedlock logger dere enkelt alle åpninger – og forsøk på åpninger – av alle enhetens medisinskap. I tillegg til komplette digitale medisinskap leverer Swedlock også utbyttesylindere til eksisterende skap. Det gir dere muligheten til å kostnadseffektivt og enkelt oppgradere medisinskap og gjøre dem digitale for bedre kontroll av medisinnuttak.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til samtlige medisinskap. Før et skift plasseres nøkkelen i en smart nøkkeloppdateringsenhet og slår sin personlige PIN kode. Nøkkelen aktiveres da for en forutbestemt tid og lastes med relevante tilganger fastsatt i det administrative systemet. Nøkkelen brukes deretter i medisinskappene som en vanlig nøkkel. Nøklene deaktiveres automatisk når arbeidsvakten er over eller når nøkkelen deaktiveres manuelt. Loggene fra alle åpninger og forsøk på åpninger lastes automatisk ned fra de digitale låseenhetene til det skybaserte administrasjonssystemet. Der kan administrator enkelt se alle hendelser. Sporbarhet og tidslogger gir trygghet for personalet, brukeren og ansvarlig.



I det administrative webgrensesnittet styres tilgangene til de forskjellige låsene. Brukerne kan tildeles roller både på individ- og gruppe-nivå.



Det store medisinskapet har bærehåndtak, knotter, praktiske flyttbare hyller, plass til en perm og en nedfellbar dør som kan brukes som støtte ved journalføring. Det er mulig å plassere medisinskapet Small inne i det største medisinskapet og dermed få et medisinskap med flere tilgangsnivåer.

SWEDLOCK NØKKELOPPDATERINGSSENHET

Smarte nøkkeloppdaterere kommuniserer via nettverk og kan ha GSM modul som backup. Med mulighet til å aktivere nøkler fra offline-modus gis det sikker tilgang til medisinskap selv ved strøm- og nettverksavbrudd.



LÅSPRODUKTER FOR DIGITAL NØKKE LHÅNDTERING



MEDISINSKAP MED
DIGITAL LÅSSYLINDER

Størrelse	Mål (B X D x H)
Small	220 x 230 x 150 mm
Medium	380 x 260 x 150 mm
Large	382 x 290 x 420 mm



DIGITAL UTBYTTESYLINDER
TIL MEDISINSKAP

Det er enkelt å oppgradere eksisterende medisinskap til å inngå i Swedlocks digitale låssystem ved å bytte ut den eksisterende mekaniske sylindren til en tilsvarende digital sylinder.



DIGITAL UTBYTTESYLINDER
TIL MEDISINROM

Bytt enkelt ut sylindrene til medisinskap, medisinvogner, rom for oppbevaring av kjemikalier, vaskerom, resepsjonsdører, og øvrige rom til å inngå i Swedlocks digitale låssystem.



DUO-LÅS MED MEKANISK OG
DIGITAL SYLINDER

Med Swedlocks DUO-lås montert kan medisinskapet opplåses både med den digitale nøkkelen og den eksisterende mekaniske nøkkelen.



HENGELÅS TIL
KJØLESKAP

Glem ikke medisiner som oppbevares kaldt. Swedlock tilbyr digitale hengelåser hvor dere enkelt bytter ut eksisterende mekaniske hengelåser med en digital.