



KOMPLETTERA MED MEDICINSKÅP

Få bättre kontroll över läkemedelsuttagen med nya batterifria digitala medicinskåp i olika storlekar. Få dem levererade dec 2023.

Loggar alla låsöppningar/försök till öppningar av verksamhetens samtliga medicinskåp. Utbytescylindrar till befintliga skåp gör det möjligt att kostnadseffektivt och enkelt uppdatera medicinskåpen att bli digitala.


Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp, med relevanta behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Nyckeln används som en helt vanlig nyckel.

Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga. Administratören kan enkelt tilldela behörighet/roller och följa alla händelser. Skåp i skåp för olika läkemedel och behörigheter. Användarna kan tilldelas roller på både individ- och gruppnivå.



MEDICINSKÅP DIGITAL LÅSCYLINDER

Storlek	Mått (B X D x H)
Small	220 x 230 x 150 mm
Large	382 x 290 x 420 mm



Medicinskåpet Large har bärhandtag, tassar, praktiska flyttbara hyllor, plats för pärm och nedfällbar lucka som kan användas som stöd vid journalföring. Det är möjligt att placera medicinskåpet Small inuti det större medicinskåpet och på så sätt få ett medicinskåp med flera nivåer av behörighet.

I Swedlock Manager styrs behörigheterna till de olika låsen. Användarna kan tilldelas roller på både individ- och gruppnivå.

BESTÄLL REDAN IDAG!
order@swedlock.se